

ProCare Med 30 C - 1 I [Typ 2] Neutralisationsmittel, sauer, 1 I mit Weithals, zur optimalen Neutralisation auf Basis organischer Säure.

EAN: 7612594269409 / Materialnummer: 11847790 / Alte Materialnummer: 6980M0581V1



- Milder Neutralisator zur Entfernung alkalischer Rückstände
- Hohe Materialschonung, tensidfrei
- Optimal kombinierbar mit dem Reiniger ProCare Med 10 MA
- Kombinierbar mit Miele Dosierlanzen durch weiten Flaschenhals
- Recycelbare Verpackung einschliesslich Verschluss und Etikett

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	-
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernt schonend alkalische Rückstände von	Cohraut
aufzubereitenden Instrumenten und Utensilien	Sehr gut
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	1-3 ml/l (0,1-0,3 %)
Grosse Öffnung für Dosierlanze	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
pH-Wert der Anwendungslösung	2,6
Hauptanwendungsbereiche	2,0
Allgemeinmedizin	•
Chirurgie	•
	•
Dermatologie Cupëtrologie	
Gynäkologie Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde	•
Ophtamologie	•
Urologie	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Saures Neutralisationsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Organische Säuren
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	25
Geeignet für Edelstahl	
Geeignet für Aluminium	•
Geeignet für nicht eloxiertes Aluminium	•
Geeignet für Keramik	•
Verhindert Kalkablagerungen und schützt das Spülgut	•
Frei von Tensiden	•
Neutralisation verschleppter Alkalireste	•
Vorbeugung von Kalkablagerungen in der Spülkammer	•
Geeignet für Standardinstrumente	•
Geeignet für eloxiertes Aluminium	•
Geeignet zur Neutralisation von nicht eloxiertem Aluminium	•
Geeignet für die maschinelle Aufbereitung von Instrumenten und Utensilien	•
Geeignet für wiederverwendbaren thermostabilen, invasiven und nicht invasiven Medizinprodukte	•
Geeignet für chirurgische Instrumente	•
Geeignet für mikrochirurgische Instrumente	•
Geeignet für Anästhesiegeräte	•
Geeignet für Beatmungsgeräte	•
Geeignet für Stationsutensilien	•
Geeignet für Sterilisationsbehälter aus Aluminium	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	244
Aussenmass, Nettobreite in mm	83
Aussenmass, Nettotiefe in mm	83
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	244
Aussenmass, Bruttobreite in mm	83



ProCare Med 30 C - 1 I [Typ 2] Neutralisationsmittel, sauer, 1 I mit Weithals, zur optimalen Neutralisation auf Basis organischer Säure.

EAN: 7612594269409 / Materialnummer: 11847790 / Alte Materialnummer: 6980M0581V1



Aussenmass, Bruttotiefe in mm	83	
Bruttogewicht in kg	1	
Füllmenge in ml	1000	
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen		
CE	•	