

ProCare Med 64 LUB - 200 ml
 Instrumenten-Pflegemittel, 200 ml
 zum Sprühen, für die manuelle Pflege von Medizinprodukten.

EAN: 7612594269669 / Materialnummer: 11848680 / Alte Materialnummer: 6980M0961V1



- Sorgt für Schmierung von Gelenken, Scharnieren und Gleitflächen
- Hohe Materialschonung zum Schutz vor Verschleiss von Instrumenten
- Zum Schutz vor Reibkorrosion, Rost, Anlaufen und Fleckenbildung
- Aus hochwertigem medizinischem Weissöl, ohne Allergene
- Dampfdurchlässiges Öl, für die Sterilisation geeignet
- Recycelbare Verpackung

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Einsatzmöglichkeiten	
Manuelle Pflege	Sehr gut
Hauptanwendungsbereiche	
Allgemeinmedizin	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynäkologie	•
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde	•
Ophtamologie	•
Urologie	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Pflegemittel
Aggregatsform	Spray
Inhaltsstoffe	Parrafinöl
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	25
Geeignet für die manuelle Aufbereitung von Instrumenten und Utensilien	•
Geeignet für wiederverwendbaren thermostabilen, invasiven und nicht invasiven Medizinprodukte	•
Geeignet für chirurgische Instrumente	•
Geeignet für alle Metalle, die in medizinischen Produkten verwendet werden	•
Nicht geeignet für Polymere	•
Geeignet für chirurgische Instrumente mit beweglichen Teilen	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	174
Aussenmass, Nettobreite in mm	50
Aussenmass, Nettotiefe in mm	50
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	174
Aussenmass, Bruttobreite in mm	50
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	50
Bruttogewicht in kg	0
Füllmenge in ml	200
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•