

CK/1 DIN 51

Kanisterschlüssel

zum einfachen Öffnen von ProCare 5-, 10- und 20-l-Kanistern.

EAN: 4002516480839 / Materialnummer: 11851600 / Alte Materialnummer: 66990002EU1



- Stabiler und langlebiger Handschlüssel
- Einfaches Öffnen und Verschliessen der Kanister ohne Kraftaufwand
- Doppelseitig verwendbar

Produktzugehörigkeit	
ProCare	•
Einsatzmöglichkeiten	
Einfaches Öffnen und Schliessen von ProCare Kanistern	•
Produkteigenschaften	
Sehr stabil und langlebig	•
Doppelseitig verwendbar	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	250,00
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettotiefe in mm	27
Aussenmass, Nettobreite in mm	223
Aussenmass, Nettotiefe in mm	85
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	55
Aussenmass, Bruttobreite in mm	180
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	250
Bruttogewicht in kg	0