


APLW 107

Korb

höhenverstellbar, zur optimalen Aufnahme von Einsätzen.



- Einsetzbar in Ebenen 2 bis 4
- Frontseitig offen
- Zur optimalen Aufnahme von Einsätzen
- Mit eingebautem Sprüharm
- Bestückungsmasse abhängig von Position und eingesetzten Körben

EAN: 4002516525998 / Materialnummer: 11854290 / Alte Materialnummer: 69610700D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Lafette/Korbträger	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Höhenverstellbar	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	151
Aussenmass, Nettobreite in mm	559
Aussenmass, Nettotiefe in mm	594
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	180
Aussenmass, Bruttobreite in mm	575
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	650
Nettogewicht in kg	3,39
Bruttogewicht in kg	5,01