


APLW 152

Korb

zur Aufnahme von diversen Einsätzen.



- Einsetzbar in Ebene 1
- Bestückungshöhe abhängig von weiteren eingesetzten Körben
- Bestückungsmasse: Breite 507 mm, Tiefe 545 mm

EAN: 4002516526001 / Materialnummer: 11854310 / Alte Materialnummer: 69615200D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 7111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Lafette/Korbträger	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	180
Aussenmass, Nettobreite in mm	559
Aussenmass, Nettotiefe in mm	568
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	180
Aussenmass, Bruttobreite in mm	570
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	625
Nettogewicht in kg	2,33
Bruttogewicht in kg	3,41