


APLW 106

Korb

zur optimalen Aufnahme von Injektormodulen oder Einsätzen.

EAN: 4002516524717 / Materialnummer: 11854610 / Alte Materialnummer: 69610600D



- Einsetzbar in Ebenen 1 bis 4
- Korb mit zwei Modulankopplungen
- Zur Aufnahme von bis zu 2 Injektormodulen oder Einsätzen
- Automatischer Verschluss der Ankopplung bei Nichtverwendung
- Bestückungsmasse abhängig von Position und eingesetzten Körben

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Produktkategorie	
Korb mit Modulankopplung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	151
Aussenmass, Nettobreite in mm	559
Aussenmass, Nettotiefe in mm	621
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	175
Aussenmass, Bruttobreite in mm	570
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	630
Nettogewicht in kg	3,05
Bruttogewicht in kg	3,75