

WA IM 253 L  
Spezialwaschmittel Impraprotect 250 ml  
für Sport- und Regenschutzbekleidung.

EAN: 4002516464778 / Materialnummer: 11873090 / Alte Materialnummer: 11997209INT



- Wirksame Imprägnierung gegen Nässe, Wind und Schmutz
- Beste Ergebnisse bei anschließender thermischer Fixierung
- Frei von Fluorcarbonharzen
- Erhält die Atmungsaktivität der Textilien
- Hohergiebig – für 5 Anwendungen
- Einfach perfekt waschen. Mit Miele.