

APLW 869
Akku
zum Einsatz im ATT 86.



- Ladezeit 5 Stunden
- Ladegerät APLW 868 ist separat erhältlich.
- Ladekapazität: 2,9 Ah

EAN: 4002516562016 / Materialnummer: 11936210 / Alte Materialnummer: 69686900D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Aufbewahrungs-/Transportsystem	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Blau, Grau
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	239
Aussenmass, Nettobreite in mm	117
Aussenmass, Nettotiefe in mm	75
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	125
Aussenmass, Bruttobreite in mm	165
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	350
Nettogewicht in kg	2,85
Bruttogewicht in kg	3,01
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
RoHS-Richtlinie	•
Spritzwasserschutz IPX1	•
Spritzwasserschutz IPX5	•
GS	•
TÜV	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•