

WA CSP 0603 L

Caps Sport

6er-Pack Spezialwaschmittel für Synthetiktextilien. EasyOpen.

EAN: 4002516547495 / Materialnummer: 12014050 / Alte Materialnummer: 11997221EU1



- Hygienische Reinheit und langanhaltende Frische
- Pflegt die Fasern für langlebige und formstabile Kleidung
- Erhält die Atmungsaktivität der Textilien
- Verhindert elektrostatisches Aufladen der Kleidung
- Becher aus 100 % Altplastik – der Umwelt zuliebe
- Für 6 Anwendungen – nutzbar in allen Waschmaschinen-Typen