

WA CCO 0603 L

Caps Collection

6er- Pack Probierversammlung mit ausgewählten Caps-Sorten. EasyOpen.

EAN: 4002516547822 / Materialnummer: 12014130 / Alte Materialnummer: 11997223EU1



- CottonRepair für die Erneuerung von Textilien
- Spezialwaschmittel für Daunen-, Woll- und Sportbekleidung
- Booster Fleckenentferner mit höchster Flecklösekraft
- Aqua Weichspüler für frischen Wäscheduft
- Becher aus 100 % Altplastik – der Umwelt zuliebe
- Für 6 Anwendungen – nutzbar in allen Waschmaschinen-Typen