

FA O 152 L
Duftflacon ORIENT 12,5 ml
für 50 Trocknergänge.

EAN: 4002516561026 / Materialnummer: 12022200 / Alte Materialnummer: 11997227EU1



- Für ein frisches, bis zu 4 Wochen lang anhaltendes Dufterlebnis
- Herrlich duftende Wäsche – ganz ohne Weichspüler
- Orient – Verbindet alle Geheimnisse des Orients
- Speziell für Miele von Parfümeuren in der Provence entwickelt
- Für alle Miele T1 Trockner mit FragranceDos