

FA DF 452 L  
Set 3-mal Miele DryFresh™  
für 150 Trocknergänge – Auffrischen und Beduften.

EAN: 4002516561200 / Materialnummer: 12026040 / Alte Materialnummer: 11997236EU1



- Mit Freshplex™ zur Neutralisierung unangenehmer Gerüche
- Frischt trockene Wäsche im Programm "Lüften" auf
- Herrlich duftende Wäsche – ganz ohne Weichspüler
- Kann mit anderen Miele Duftflacons kombiniert werden
- Speziell für Miele von Parfümeuren in der Provence entwickelt
- Für alle Miele T1 Trockner mit FragranceDos