

APWD 325

Einsatz

für die Aufbereitung von Schläuchen von dentalen Lachgassedierungssystemen.



- Gleichzeitige Aufbereitung von bis zu 5 Doppelschlauchsets möglich
- Mit Adaptersatz zum sicheren Anschluss an das Injektorsystem
- Zuverlässige Innen-/ Aussenreinigung sowie Trocknung der Schläuche
- Parallele Patientenmasken-Aufbereitung in Siebschale E 146 mögl.
- Erhalt grosser Kapazität für weiteres Instrumentarium p. Charge

EAN: 4002516610908 / Materialnummer: 12036420 / Alte Materialnummer: 68632500D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Silikon
Farbe	Edelstahl, Grau
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	132
Aussenmass, Nettobreite in mm	324
Aussenmass, Nettotiefe in mm	379
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	160
Aussenmass, Bruttobreite in mm	335
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	380
Nettogewicht in kg	2,23
Bruttogewicht in kg	2,62