

APWD 328

Einsatz

Erweiterungsset für die Aufbereitung von dentalen Lachgassystemen.

EAN: 4002516611028 / Materialnummer: 12036450 / Alte Materialnummer: 68632800D



- Kapazitätserweiterung auf bis zu insgesamt 5 Doppelschlauchsets
- 5 Stück Klipp- und Schwenkbleche

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	77
Aussenmass, Nettobreite in mm	90
Aussenmass, Nettotiefe in mm	100
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	80
Aussenmass, Bruttobreite in mm	95
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	110
Nettogewicht in kg	0,26
Bruttogewicht in kg	0,32