


APWD 329

Einsatz

zur Aufbereitung von dentalen Speichelsaugern.



- Geeignet für bis zu 80 dentale Speichelsauger
- 80 Fächer á 18 x 18 mm
- Maschenweite Boden 8 x 8 mm

EAN: 4002516596080 / Materialnummer: 12036470 / Alte Materialnummer: 69632900D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
Sauger [Anzahl]	80
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	223
Aussenmass, Nettobreite in mm	223
Aussenmass, Nettotiefe in mm	80
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	100
Aussenmass, Bruttobreite in mm	240
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	240
Nettogewicht in kg	0,57
Bruttogewicht in kg	0,71