

APST 002/1
WiFi-Dongle-Key
zur einfachen Anbindung der Sterilisatoren an WLAN.



- Bequem an einem USB-Port des Geräts anschliessbar
- Übertragung von Prozessdaten an ein WLAN-fähiges Endgerät

EAN: 4002516677215 / Materialnummer: 12141160 / Alte Materialnummer: 68900012D

Produktzugehörigkeit	
Klein-Sterilisatoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategorie	
Prozess-/Betriebsdatendokumentation/Kommunikation	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	9
Aussenmass, Nettobreite in mm	16
Aussenmass, Nettotiefe in mm	30
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	80
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,00
Bruttogewicht in kg	0,01
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
RoHS-Richtlinie	•
FCC	•