

APLW 870

Injektordüsen-Set

mit Auflage, zur Reinigung von Sedimentiergefässen (Imhoff-Kegeln).



- Set bestehend aus 4 Spezialdüsen mit Haltern
- Max. Durchmesser 120 mm, max. Höhe 470 mm
- Zur Verwendung mit separat erhältlichem Injektor-Modul A 300/2
- Zur Verwendung mit separat erhältlichem Injektor-Modul A 300/3
- Zur Verwendung mit separat erhältlichem Injektor-Modul A 620
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN: 4002516638124 / Materialnummer: 12151110 / Alte Materialnummer: 69687000D

| | |
|--|-----------------------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor | • |
| Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Produktkategorie | |
| Injektordüse | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Farbe | Edelstahl, Schwarz |
| Bestandteil des EasyLoad-Systems | • |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Laborglas | • |
| Kapazität | |
| Messzylinder [Anzahl] | 4 |
| Masse und Gewicht | |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm | 85 |
| Aussenmass, Nettobreite in mm | 175 |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm | 290 |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm | 100 |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 180 |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 300 |
| Nettogewicht in kg | 0,39 |
| Bruttogewicht in kg | 0,56 |