

ProCare Dent 10 A - 5 l  
 Flüssigreiniger, alkalisch, 5 l  
 zur maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten.



- Geeignet für Dentalinstrumente, nicht für Übertragungsinstrumente
- Abgestimmt auf die Verfahrensabläufe in Miele Thermodesinfektoren
- Hoher Material-/Korrosionsschutz für Instrumente aus Edelstahl
- Frei von Tensiden
- Frei von oxidativen Zusätzen

EAN: 4029577143398 / Materialnummer: 12186660 /  
 Alte Materialnummer: 66912202EU1

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Einsatzmöglichkeiten</b>	
Entfernung von organischen Rückständen	•
<b>Dosierempfehlung</b>	
Dosierempfehlung pro Spülgang	3 ml/l (0,3 %)
Dosierempfehlung (pro Spülgang)	3 ml/l (0,3 %)
Grosse Öffnung für Dosierlanze	•
pH-Wert bei 20 °C	14,0
Intensität der Kontamination	Stark
Einsetzbar für alle Wasserhärten	•
<b>Hauptanwendungsbereiche</b>	
Zahnarztpraxis	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Alkalisches Reinigungsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Phosphat
Minimale Lagertemperatur in °C	-15
Maximale Lagertemperatur in °C	30
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	150,00
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Alkalisches Reinigungsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Phosphat
Minimale Lagertemperatur in °C	-15
Maximale Lagertemperatur in °C	30
Frei von Oxidationsmitteln	•
Gutes Reinigungsvermögen	•
Hoher Materialschutz vor Korrosion	•
Frei von Tensiden	•
Geeignet für Standardinstrumente	•
Geeignet für die maschinelle Aufbereitung von Instrumenten und Utensilien	•
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	217
Aussenmass, Nettobreite in mm	142
Aussenmass, Nettotiefe in mm	248
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	250
Aussenmass, Bruttobreite in mm	190
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	150
Bruttogewicht in kg	10
Füllmenge in ml	5000
<b>Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
GHS/CLP-konform	•