

ProCare Dent 10 MA - 5 l

Flüssigreiniger, mildalkalisch, 5 l

zur optimalen Aufbereitung von Standard- und Übertragungsinstrumenten.



- Besonders geeignet für Übertragungsinstrumente
- Abgestimmt auf d. Aufbereitungsphasen im Miele Thermo-Desinfektor
- Hohe Materialschonung
- Flüssigkonzentrat

EAN: 4029577143428 / Materialnummer: 12186860 / Alte Materialnummer: 66913203EU1

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von Blut	Gut
Entfernung von organischen Rückständen	Gut
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	3-5 ml/l (0,3-0,5 %)
pH-Wert der Anwendungslösung	10,6-10,7
Hauptanwendungsbereiche	
Zahnarztpraxis	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Mildalkal. Reinigungsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Enzyme, anionische Tenside, nichtionische Tenside
Geeignet für Hand- und Winkelstücke	•
Hohe Materialschonung	•
Geeignet für Standardinstrumente und Übertragungsinstrumente	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	217
Aussenmass, Nettobreite in mm	142
Aussenmass, Nettotiefe in mm	248
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	250
Aussenmass, Bruttobreite in mm	190
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	150
Bruttogewicht in kg	5
Füllmenge in ml	5000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
GHS/CLP-konform	•