

ProCare Dent 11 A - 1 kg  
 Pulverreiniger, alkalisch, 1 kg  
 zur optimalen Aufbereitung von Standardinstrumenten.



- Geeignet für Standardinstrumente (keine Übertragungsinstrumente)
- Abgestimmt auf d. Aufbereitungsphasen im Miele Thermo-Desinfektor
- Hohe Reinigungsleistung
- Pulver

EAN: 4029577154998 / Materialnummer: 12186980 / Alte Materialnummer: 66911102EU1

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Einsatzmöglichkeiten</b>	
Entfernung von Blut	Gut
Entfernung von organischen Rückständen	Gut
<b>Dosierempfehlung</b>	
Dosierempfehlung pro Spülgang	3 g/l (30 g/Zyklus)
pH-Wert der Anwendungslösung	11,1
<b>Hauptanwendungsbereiche</b>	
Zahnarztpraxis	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Alkalisches Reinigungsmittel
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Phosphat,nichtionische Tenside
Gutes Reinigungsvermögen	•
Hoher Materialschutz vor Korrosion	•
Geeignet für Standardinstrumente	•
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	242
Aussenmass, Nettobreite in mm	107
Aussenmass, Nettotiefe in mm	58
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	250
Aussenmass, Bruttobreite in mm	60
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	100
Füllgewicht in g	1000
Bruttogewicht in kg	1
<b>Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
GHS/CLP-konform	•