

ProCare Dent 11 A - 10 kg
 Pulverreiniger, alkalisch, 10 kg
 zur optimalen Aufbereitung von Standardinstrumenten.



- Geeignet für Standardinstrumente (keine Übertragungsinstrumente)
- Abgestimmt auf d. Aufbereitungsphasen im Miele Thermo-Desinfektor
- Hohe Reinigungsleistung
- Pulver

EAN: 4029577143442 / Materialnummer: 12186990 / Alte Materialnummer: 66911202EU1

| | |
|---|--------------------------------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Thermodesinfektoren | • |
| Einsatzmöglichkeiten | |
| Entfernung von Blut | Gut |
| Entfernung von organischen Rückständen | Gut |
| Dosierempfehlung | |
| Dosierempfehlung pro Spülgang | 3 g/l (30 g/Zyklus) |
| pH-Wert der Anwendungslösung | 11,1 |
| Hauptanwendungsbereiche | |
| Zahnarztpraxis | • |
| Produkteigenschaften | |
| Medienart | Alkalisches Reinigungsmittel |
| Aggregatsform | Pulver |
| Inhaltsstoffe | Phosphat,nichtionische Tenside |
| Gutes Reinigungsvermögen | • |
| Hoher Materialschutz vor Korrosion | • |
| Geeignet für Standardinstrumente | • |
| Masse und Gewicht | |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm | 268 |
| Aussenmass, Nettobreite in mm | 265 |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm | 265 |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm | 280 |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 270 |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 270 |
| Füllgewicht in g | 10000 |
| Bruttogewicht in kg | 10 |
| Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen | |
| CE | • |
| GHS/CLP-konform | • |