

## ProCare Dent 30 C - 1 l [Typ 1]

Neutralisationsmittel, sauer, 1 l

mit Ausgiesshilfe, zur optimalen Neutralisation auf Basis von Zitronensäure.



- Besonders geeignet für Übertragungsinstrumente
- Abgestimmt auf d. Aufbereitungsphasen im Miele Thermo-Desinfektor
- Erleichterte Dosierung durch präzise Ausgiesshilfe
- Hohe Materialschonung
- Flüssigkonzentrat

EAN: 4029577155032 / Materialnummer: 12187230 / Alte Materialnummer: 66915202EU1

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Einsatzmöglichkeiten</b>	
Entfernung von Kalk und anderen säurelöslichen Verunreinigungen	Gut
<b>Dosierempfehlung</b>	
Dosierempfehlung pro Spülgang	1 ml/l (0,1 %)
pH-Wert der Anwendungslösung	3,0
Kleine Öffnung als Ausgiesshilfe	•
<b>Hauptanwendungsbereiche</b>	
Zahnarztpraxis	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Saures Neutralisationsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Zitronensäure
Frei von Tensiden	•
Sehr gute Materialverträglichkeit	•
Geeignet für Standardinstrumente und Übertragungsinstrumente	•
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	241
Aussenmass, Nettobreite in mm	106
Aussenmass, Nettotiefe in mm	58
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	245
Aussenmass, Bruttobreite in mm	60
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	105
Bruttogewicht in kg	1
Füllmenge in ml	1000
<b>Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
GHS/CLP-konform	•