

ProCare Dent 30 C - 5 l
 Neutralisationsmittel, sauer, 5 l
 zur optimalen Neutralisation auf Basis von Zitronensäure.



- Besonders geeignet für Übertragungsinstrumente
- Abgestimmt auf d. Aufbereitungsphasen im Miele Thermo-Desinfektor
- Hohe Materialschonung
- Flüssigkonzentrat

EAN: 4029577143466 / Materialnummer: 12187250 / Alte Materialnummer: 66915302EU1

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von Kalk und anderen säurelöslichen Verunreinigungen	Gut
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	1 ml/l (0,1 %)
pH-Wert der Anwendungslösung	3,0
Hauptanwendungsbereiche	
Zahnarztpraxis	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Saures Neutralisationsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Zitronensäure
Frei von Tensiden	•
Sehr gute Materialverträglichkeit	•
Geeignet für Standardinstrumente und Übertragungsinstrumente	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	217
Aussenmass, Nettobreite in mm	142
Aussenmass, Nettotiefe in mm	248
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	250
Aussenmass, Bruttobreite in mm	190
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	150
Bruttogewicht in kg	6
Füllmenge in ml	5000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
GHS/CLP-konform	•