

## ProCare Dent 30 P - 5 l

Neutralisationsmittel, sauer, 5 l

zur optimalen Neutralisation auf Basis von Phosphorsäure.



- Geeignet für Standardinstrumente (keine Übertragungsinstrumente)
- Abgestimmt auf d. Aufbereitungsphasen im Miele Thermo-Desinfektor
- Hohe Materialschonung
- Flüssigkonzentrat

EAN: 4029577143497 / Materialnummer: 12187380 / Alte Materialnummer: 66914302EU1

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Einsatzmöglichkeiten</b>	
Entfernung von Anlauffarben, Kalk, Urinstein und anderen säurelöslichen Verunreinigungen	Gut
<b>Dosierempfehlung</b>	
Dosierempfehlung pro Spülgang	1 ml/l (0,1 %)
pH-Wert der Anwendungslösung	2,3
<b>Hauptanwendungsbereiche</b>	
Zahnarztpraxis	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Saures Neutralisationsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Phosphorsäure
Nicht geeignet für eloxiertes Aluminium	•
Frei von Tensiden	•
Sehr gute Abspülbarkeit	•
Geeignet für Standardinstrumente	•
Nicht geeignet für verchromte Teile	•
Nicht geeignet für vernickelte Teile	•
Nicht geeignet für Leicht- und Buntmetalle	•
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	217
Aussenmass, Nettobreite in mm	142
Aussenmass, Nettotiefe in mm	248
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	130
Aussenmass, Bruttobreite in mm	215
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	245
Bruttogewicht in kg	8
Füllmenge in ml	5000
<b>Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
GHS/CLP-konform	•