


APLW 630

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Lungenautomaten.



- Geeignet für die sichere Aufbereitung von 4 Lungenautomaten
- Mit Kleinteilkorb mit 4 farblich markierbaren Fächern
- Mit Druckluftanschluss und Druckluftindikator
- Anschluss via Schnellkupplungen (kompatibel m. Parker Rectus 25®)
- Einsetzbar in die Körbe APLW 152, APLW 107 und den Wagen E 975/2

EAN: 4002516707905 / Materialnummer: 12229980 /
Alte Materialnummer: 69663000D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum-Reinigungs- und -Desinfektionsgeräte, Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
PLW 7111 [Safety]	•
Produktkategorie	
Einsatz für Lungenautomaten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Schwarz, Edelstahl
Druckluftindikator	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Lungenautomaten	•
Kapazität	
Lungenautomaten [Anzahl]	4
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	255
Aussenmass, Bruttobreite in mm	265
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	560
Nettogewicht in kg	5,55
Bruttogewicht in kg	6,01