


APLW 633

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Pressluftatmer-Tragegestellen und Druckluftflaschen.

EAN: 4002516726043 / Materialnummer: 12230150 / Alte Materialnummer: 69663300D



- Geeignet für die Aufbereitung von 2 Pressluftatmer-Tragegestellen
- Oder für die Aufbereitung von bis zu 2 Druckluftflaschen
- Druckbeaufschlagung über kleine Aufbereitungsflaschen möglich
- Einsetzbar im Korb APLW 152

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 7111 [Safety]	•
Produktkategorie	
Einsatz für Pressluftatmer-Tragegestelle	•
Einsatz für Druckluftflaschen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pressluftatmer-Tragegestellen	•
Aufbereitung von Druckluftflaschen	•
Kapazität	
Druckluftflaschen [Anzahl]	2
Pressluftatmer-Tragegestelle mit Druckluftflasche [Anzahl]	1
Pressluftatmer-Tragegestelle [Anzahl]	2
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	360
Aussenmass, Bruttobreite in mm	520
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	10,91
Bruttogewicht in kg	10,92