

APLW 839
 Halterung
 zur Fixierung von Druckluftflaschen.



- Inhalt: 2 Halterungen zur Fixierung einer Druckluftflasche
- Zur Verwendung im Einsatz APLW 636

EAN: 4002516652045 / Materialnummer: 12230180 / Alte Materialnummer: 69683900D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
Produktkategorie	
Halterung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Druckluftflaschen	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	150
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	200
Nettogewicht in kg	0,50
Bruttogewicht in kg	0,52