

APLW 873

Anhänger  
mit Karabinerhaken zur farblichen Kennzeichnung.



- Set aus 6 verschiedenfarbigen Anhängern und 6 Karabinerhaken
- Zur Verwendung mit APFD 200, APFD 201, APLW 630 und APLW 631

EAN: 4002516726050 / Materialnummer: 12230230 / Alte Materialnummer: 69687300D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8063	•
PG 8593	•
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
PLW 7111 [Safety]	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiges Zubehör	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Gelb, Grün, Schwarz, Weiß, Violett
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Lungenautomaten	•
Aufbereitung von Atemschutzmasken	•
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	80
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,03
Bruttogewicht in kg	0,03