


APWD 211

Korbset

zur Aufbereitung von Dental-Instrumentarium.



- Oberkorb A 105/1 mit E 473/2, E 430/1, E 337/1, A 836
- Unterkorb A 151

EAN: 4002516721857 / Materialnummer: 12379770 / Alte Materialnummer: 69621100D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
Siebschale	•
Sonstiger Einsatz	•
Injektorkorb	•
Lafette/Korbträger	•
Oberkorb	•
Unterkorb	•
Injektordüse	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
<b>Kapazität</b>	
Übertragungsinstrumente [Anzahl]	22
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	22
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	560
Aussenmass, Nettobreite in mm	545
Aussenmass, Nettotiefe in mm	565
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	595
Aussenmass, Bruttobreite in mm	560
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	585
Nettogewicht in kg	11,13
Bruttogewicht in kg	12,59
<b>Beipack</b>	
A 838 Schlüsselset [Anzahl]	1