

APWD 212

Korbset

zur Aufbereitung von Dental-Instrumentarium.



- Oberkorb A 105/1 mit E 473/2, E 430/1, E 337/1, A 836, 3x A 803
- Filterrohr A 800 und Reinigungsbürste A 804
- Unterkorb A 151

EAN: 4002516720799 / Materialnummer: 12379780 / Alte Materialnummer: 69621200D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiger Einsatz	•
Injektorkorb	•
Lafette/Korbträger	•
Oberkorb	•
Unterkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Möglichkeit zum Einsatz eines Zentralfilters	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
<b>Kapazität</b>	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	2
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	1
Übertragungsinstrumente [Anzahl]	22
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	22
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	560
Aussenmass, Nettobreite in mm	545
Aussenmass, Nettotiefe in mm	565
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	590
Aussenmass, Bruttobreite in mm	560
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	585
Nettogewicht in kg	12,37
Bruttogewicht in kg	13,84
<b>Beipack</b>	
A 838 Schlüsselset [Anzahl]	1