


APWD 213

Korbset

zur Aufbereitung von Dental-Instrumentarium.



- Oberkorb A 105/1 mit E 473/2, E 430/1, E 337/1, A 836, 3x A 803
- Filterrohr A 800 und Reinigungsbürste A 804
- Unterkorb A 151 mit A 317

EAN: 4002516715382 / Materialnummer: 12379790 / Alte Materialnummer: 69621300D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategorie	
Einsatz für Trays/Tabletts	•
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
Aufnahme	•
Injektordüse	•
Filter	•
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anzahl Fächer	6
Möglichkeit zum Einsatz eines Zentralfilters	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Aufbereitung von Trays/Tabletts	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Kapazität	
Trays/Tabletts [Anzahl]	6
Übertragungsinstrumente [Anzahl]	22
Sauger [Anzahl]	22
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	22
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	560
Aussenmass, Nettobreite in mm	545
Aussenmass, Nettotiefe in mm	565
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	710
Aussenmass, Bruttobreite in mm	560
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	585
Nettogewicht in kg	14,10
Bruttogewicht in kg	15,73
Beipack	
A 838 Schlüsselset [Anzahl]	1