

## GN HyClean Pure

### Staubsaugerbeutel HyClean Pure GN

mit bester Filtrationsleistung von 99,99 % durch das Miele AirClean-System.

EAN: 4002516769781 / Materialnummer: 12421130 / Alte Materialnummer: 41996720INT



- Längste Nutzungsdauer dank patentierter 3D-Strömungsrichter
- 80 % Rezyklat und stärkste Performance – einzigartig am Markt
- Sauberes Wechseln des Beutels dank automatischem Beutelverschluss
- Höchste Effizienz beim Staubsaugen mit niedrigen Wattzahlen
- Inhalt: 4 Staubsaugerbeutel, 1 Motorschutzfilter, 1 Abluftfilter
- u.a. für Complete C2, Complete C3, Classic C1, S8, S5, S2