

FJM HyClean Pure

Staubsaugerbeutel HyClean Pure FJM

mit bester Filtrationsleistung von 99,99 % durch das Miele AirClean-System.

EAN: 4002516769606 / Materialnummer: 12421140 / Alte Materialnummer: 41996721INT



- Längste Nutzungsdauer dank patentierter 3D-Strömungsrichter
- 80 % Rezyklat und stärkste Performance – einzigartig am Markt
- Sauberes Wechseln des Beutels dank automatischem Beutelverschluss
- Höchste Effizienz beim Staubsaugen mit niedrigen Wattzahlen
- Inhalt: 4 Staubsaugerbeutel, 1 Motorschutzfilter, 1 Abluftfilter
- u. a. für Complete C1, Compact C1, Compact C2, S6, S4