

APLW 880

Nachrüstsatz

für Rec in, vierter Wasserzulauf, inklusive Druckerhöhungspumpe für PLW 8636.



- Wird benötigt, um ein Medium aus einem Pufferbehälter zu pumpen
- Für den Einsatz mit einem bauseitig vorhandenen Recycling-Tank
- Verwendbar mit bauseitig vorhandenen Behälter, z. B. IBC-Tank
- Der Einbau erfolgt über den Kundendienst

EAN: 4002516745532 / Materialnummer: 12426490 /

Alte Materialnummer: 69688000D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
Produktkategorie	
Umbausatz	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	123
Aussenmass, Bruttobreite in mm	315
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	505
Nettogewicht in kg	4,36
Bruttogewicht in kg	4,84