

APLW 883

Nachrüstatz

zusätzliche Dosiermembranpumpe & Sauglanze, interne 5–10 l Kanister f. PLW8636.



- Für 5–10 l Kanister in der Dosierschublade
- Die Sauglanze hat eine Leerstanderkennung
- Der Einbau erfolgt über den Kundendienst

EAN: 4002516744603 / Materialnummer: 12426680 /

Alte Materialnummer: 69688300D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
Produktkategorie	
Umbausatz	•
Dosiersystem	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	125
Aussenmass, Bruttobreite in mm	165
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	350
Nettogewicht in kg	0,79
Bruttogewicht in kg	0,95