

APLW 885

Nachrüstsatz

zusätzliche Dosiermembranpumpe & Sauglanze, externe 10–20 l Kanister f. PLW8636.



EAN: 4002516745525 / Materialnummer: 12426770 / Alte Materialnummer: 69688500D

| | |
|--|---|
| Produktzugehörigkeit | |
| Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor | • |
| Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PLW 8636 [IPC] | • |
| PLW 8636 [LAB/LAB MON] | • |
| Produktkategorie | |
| Umbausatz | • |
| Dosiersystem | • |

- Für 10–20 l Kanister, aufgestellt ausserhalb des Geräts
- Die Sauglanze hat eine Leerstanderkennung
- Der Einbau erfolgt über den Kundendienst