

APLW 887

Nachrüstatz

zusätzliche Sauglanze, für externe 10–20 l Kanister zum Einbau in PLW 8636.

EAN: 4002516745082 / Materialnummer: 12426920 / Alte Materialnummer: 69688700D



Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
Produktkategorie	
Umbausatz	•
Dosiersystem	•

- Für 10–20 l Kanister, aufgestellt ausserhalb des Geräts
- Die Sauglanze hat eine Leerstanderkennung
- Der Einbau erfolgt über den Kundendienst