

ProCare Tex 10 A - 10 l

Alleinwaschmittel, Flüssigkonzentrat, alkalisch, 10 l

zur Reinigung weisser Textilien und farbechter Buntwäsche.



- Zur Anwendung in Miele Professional Waschmaschinen
- Auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- Kurze Haltezeit und hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung
- Sehr gute Eiweiss- und Fettlösekraft
- Ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel

EAN: 4002516757771 / Materialnummer: 12441970 / Alte Materialnummer: 59701202V1

| | |
|--|-------------------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Waschmaschinen | • |
| Waschwirkung | |
| Ablösekraft von Schmutz | Sehr gut |
| Lösekraft von Eiweiss | Gut |
| Lösekraft von Fett | Gut |
| Dosierempfehlung | |
| pH-Wert bei 20 °C | 12,6 |
| Dosierung | |
| Anpassung der Dosierkonzentration möglich | • |
| Für eine automatische Dosierung geeignet | • |
| Einsetzbar bei allen Wasserhärten | • |
| Produkteigenschaften | |
| Minimale Lagertemperatur in °C | 0 |
| Maximale Lagertemperatur in °C | 40 |
| Verwendung | |
| Waschsalons | • |
| Hotellerie, Gastronomie | • |
| Reinigung von Sportbekleidung | • |
| Reinigung der Obergarderobe | • |
| Reinigung von Berufsbekleidung | • |
| Masse und Gewicht | |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 228,00 |
| Produkteigenschaften | |
| Medienart | Alleinwaschmittel |
| Alkalität | Alkalisch |
| Aggregatsform | Flüssigkonzentrat |
| Inhaltsstoffe | Alkalien, Tenside |
| Biologisch abbaubar | • |
| Phosphatfrei | • |
| Wirksam bei Temperaturen von 30 bis 90 °C | • |
| Hochwirksam schon bei Temperaturen von 40 °C | • |
| Kurze Einwirkzeit | • |
| Hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung | • |
| Dichte (bei 20 °C) in g/cm ³ | 1,17 |
| Auf Basis 100 % nachwachsender Rohstoffe | • |
| Lagerhinweise | |
| Minimale Lagertemperatur in °C | 0 |
| Maximale Lagertemperatur in °C | 40 |
| Trocken und frostsicher lagern | • |
| Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschliessen | • |
| Mindesthaltbarkeit in Monaten | 24 |
| Masse und Gewicht | |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm | 314 |
| Aussenmass, Nettobreite in mm | 202 |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm | 230 |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 306 |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 204 |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 228 |

ProCare Tex 10 A - 10 l

Alleinwaschmittel, Flüssigkonzentrat, alkalisch, 10 l
zur Reinigung weisser Textilien und farbechter Buntwäsche.



EAN: 4002516757771 / Materialnummer: 12441970 / Alte Materialnummer: 59701202V1

| | |
|---|----------|
| Füllgewicht in g | 12500 |
| Bruttogewicht in kg | 12,26 kg |
| Füllmenge in ml | 10000 |
| Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen | |
| GHS/CLP-konform | • |
| EU Ecolabel | • |
| Prüfnummern | |
| EU Ecolabel: DE/039/019 | • |