

ProCare Tex 10 A - 20 l  
 Alleinwaschmittel, Flüssigkonzentrat, alkalisch, 20 l  
 phosphatfrei, mit EU Ecolabel.

EAN: 4002516757795 / Materialnummer: 12441980 / Alte Materialnummer: 59701302V1



- Zur optimalen Reinigung unterschiedlicher Textilien
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- Kurze Haltezeit und hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung
- Sehr gute Eiweiss- und Fettlösekraft
- Ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Waschmaschinen	•
<b>Waschwirkung</b>	
Ablösekraft von Schmutz	Sehr gut
Lösekraft von Eiweiss	Gut
Lösekraft von Fett	Gut
<b>Dosierung</b>	
Anpassung der Dosierkonzentration möglich	•
pH-Wert der Anwendungslösung	12,0-13,0
Für eine automatische Dosierung geeignet	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
<b>Verwendung</b>	
Waschsalons	•
Hotellerie, Gastronomie	•
Reinigung von Sportbekleidung	•
Reinigung der Obergarderobe	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Alleinwaschmittel
Alkalität	Alkalisch
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Alkalien, Tenside
Biologisch abbaubar	•
Phosphatfrei	•
Wirksam bei Temperaturen von 30 bis 90 °C	•
Hochwirksam schon bei Temperaturen von 40 °C	•
Kurze Einwirkzeit	•
Hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung	•
Dichte (bei 20 °C) in g/cm <sup>3</sup>	1,17
Auf Basis 100 % nachwachsender Rohstoffe	•
<b>Lagerhinweise</b>	
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Trocken und frostsicher lagern	•
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschliessen	•
Mindesthaltbarkeit in Monaten	24
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	385
Aussenmass, Nettobreite in mm	258
Aussenmass, Nettotiefe in mm	294
Füllgewicht in g	24000
Füllmenge in ml	20000
<b>Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen</b>	
GHS/CLP-konform	•
EU Ecolabel	•
<b>Prüfnummern</b>	
EU Ecolabel: DE/039/019	•