

ProCare Tex 10 MA - 5 l

Fein- und Buntwaschmittel, Flüssigkonzentrat, mildalkalisch, 5 l
hochwirksam, phosphatfrei, mit EU Ecolabel.



- Zur optimalen Reinigung empfindlicher Textilien
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Frei von optischen Aufhellern und Bleichmitteln
- Kurze Haltezeit und schaumregulierend
- Gute Eiweiss- und Fettlösekräft
- Ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel

EAN: 4002516757665 / Materialnummer: 12442010 / Alte Materialnummer: 59702102V1

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Waschwirkung	
Ablösekräft von Schmutz	Gut
Lösekräft von Eiweiss	Gut
Lösekräft von Fett	Gut
Dosierung	
Anpassung der Dosierkonzentration möglich	•
pH-Wert der Anwendungslösung	8,5-9,6
Für eine automatische Dosierung geeignet	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
Verwendung	
Hotellerie, Gastronomie	•
Reinigung von Sportbekleidung	•
Reinigung der Obergarderobe	•
Reinigung von Berufsbekleidung	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Fein-/Buntwaschmittel
Alkalität	Mildalkalisch
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Alkalien, Konservierungsmittel, Tenside
Phosphatfrei	•
Wirksam bei Temperaturen von 30 bis 90 °C	•
Schaumregulierend	•
Dichte (bei 20 °C) in g/cm ³	1,03
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	4
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Trocken und frostsicher lagern	•
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschliessen	•
Nach dem Auftauen ohne Qualitätsverlust verwendbar	•
Mindesthaltbarkeit in Monaten	24
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettöhöhe in mm	256
Aussenmass, Nettobreite in mm	148
Aussenmass, Nettotiefe in mm	193
Füllgewicht in g	5450
Füllmenge in ml	5000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-konform	•
EU Ecolabel	•
Prüfnummern	
EU Ecolabel: DE/039/020	•