

ProCare Universal 81 C - 250 g  
 Maschinenentkalker, sauer, 250 g  
 zur Entfernung von hartnäckigen Kalkablagerungen.

EAN: 4002516770862 / Materialnummer: 12456130 / Alte Materialnummer: 66920601V1



- Abbau von Silikatbelägen
- Erhöhung der Lebensdauer der Heizkörper
- Abgestimmt auf Miele Professional Geräte

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen ProfilLine	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Waschmaschinen	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von Kalk und anderen säurelöslichen Verunreinigungen	Sehr gut
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	1-2 Dosen
pH-Wert bei 20 °C	4,5
Einsetzbar für alle Wasserhärten	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Maschinenentkalker
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Zitronensäure
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Hohe Materialschonung	•
Sehr gute Materialverträglichkeit	•
Frei von Phosphorverbindungen	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	124
Aussenmass, Nettobreite in mm	66
Aussenmass, Nettotiefe in mm	66
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	120
Aussenmass, Bruttobreite in mm	70
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	70
Füllgewicht in g	250
Bruttogewicht in kg	0
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-konform	•