

Miele Desinfect - 5 kg

Desinfektionsvollwaschmittel, Pulver, alkalisch, 5 kg

zur Reinigung von weissen Textilien und farbechter Buntwäsche.



- Zur Anwendung in Miele Professional Waschmaschinen
- Vollwaschmittel-Hochkonzentrat mit Desinfektionswirkung ab 40 °C
- Gründliche Entfernung von Pigmenten, Fett und Schmutz
- Zuverlässiger Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren
- RKI-gelistet als chemo-thermisches Desinfektionsverfahren
- Dermatologisch getestet

EAN: 4002516776161 / Materialnummer: 12495040 / Alte Materialnummer: 59707101V1

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Waschwirkung	
Ablösekraft von Schmutz	Sehr gut
Lösekraft von Eiweiss	Sehr gut
Lösekraft von Fett	Sehr gut
Antistatische Wirkung	Sehr gut
Weissheitsgrad	Sehr gut
Bleichwirkung	Sehr gut
Dosierempfehlung	
pH-Wert bei 20 °C	11,4
Dosierung	
Manuelle Dosierung	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
Produkteigenschaften	
Minimale Lagertemperatur in °C	-20
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Verwendung	
Textilreinigungen	•
Waschsalons	•
Hotellerie, Gastronomie	•
Reinigung von Berufsbekleidung	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	205,00
Produkteigenschaften	
Medienart	
Alkalität	Alkalisch
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Duftstoffe, Tenside, Enzyme, Optische Aufheller
Biologisch abbaubar	•
Biologisch wirksam durch spezielle Enzyme	•
Phosphatfrei	•
Einsetzbar als Antichlor	•
Wirksam bei Temperaturen von 30 bis 90 °C	•
Besonders wirkungsvoll im Niedrigtemperaturbereich	•
Hochwirksam schon bei Temperaturen von 40 °C	•
Kurze Einwirkzeit	•
Gleichmässige Abg. von Sauerstoff durch besondere Stabilisatoren	•
Schaumregulierend	•
Hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung	•
Dichte (bei 20 °C) in g/cm ³	0,8
Frei von Mikroplastik	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	-20
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Trocken und frostsicher lagern	•
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschliessen	•
Nach dem Auftauen ohne Qualitätsverlust verwendbar	•

Miele Desinfect - 5 kg
Desinfektionsvollwaschmittel, Pulver, alkalisch, 5 kg
zur Reinigung von weissen Textilien und farbechter Buntwäsche.

EAN: 4002516776161 / Materialnummer: 12495040 / Alte Materialnummer: 59707101V1



Mindesthaltbarkeit in Monaten	24
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	150
Aussenmass, Nettobreite in mm	296
Aussenmass, Nettotiefe in mm	205
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	150
Aussenmass, Bruttobreite in mm	296
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	205
Füllgewicht in g	5000
Bruttogewicht in kg	5,55 kg
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-konform	•
RKI-gelistet	•