

Miele Desinfect - 20 kg  
 Desinfektionsvollwaschmittel, Pulver, alkalisch, 20 kg  
 zur Reinigung von weissen Textilien und farbechter Buntwäsche.



- Zur Anwendung in Miele Professional Waschmaschinen
- Vollwaschmittel-Hochkonzentrat mit Desinfektionswirkung ab 40 °C
- Gründliche Entfernung von Pigmenten, Fett und Schmutz
- Zuverlässiger Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren
- RKI-gelistet als chemo-thermisches Desinfektionsverfahren
- Dermatologisch getestet

EAN: 4002516776178 / Materialnummer: 12495060 / Alte Materialnummer: 59707301V1

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktzugehörigkeit</b>  |   |
| Waschmaschinen   | •   |
| <b>Waschwirkung</b>  |   |
| Ablösekraft von Schmutz  | Sehr gut  |
| Lösekraft von Eiweiss  | Sehr gut  |
| Lösekraft von Fett   | Sehr gut  |
| Antistatische Wirkung  | Sehr gut  |
| Weissheitsgrad   | Sehr gut  |
| Bleichwirkung  | Sehr gut  |
| <b>Dosierempfehlung</b>  |   |
| pH-Wert bei 20 °C  | 11,4  |
| <b>Dosierung</b>   |   |
| Manuelle Dosierung   | •   |
| Einsetzbar bei allen Wasserhärten  | •   |
| <b>Produkteigenschaften</b>  |   |
| Minimale Lagertemperatur in °C   | -20   |
| Maximale Lagertemperatur in °C   | 40  |
| <b>Verwendung</b>  |   |
| Reinigung von Sportbekleidung  | •   |
| Reinigung der Obergarderobe  | •   |
| <b>Masse und Gewicht</b>   |   |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm  | 130,00  |
| <b>Produkteigenschaften</b>  |   |
| Medienart  |   |
| Alkalität  | Alkalisch                                       |
| Aggregatsform  | Pulver  |
| Inhaltsstoffe  | Duftstoffe, Tenside, Enzyme, Optische Aufheller |
| Biologisch abbaubar  | •   |
| Biologisch wirksam durch spezielle Enzyme                                  | •   |
| Phosphatfrei   | •   |
| Einsetzbar als Antichlor   | •   |
| Wirksam bei Temperaturen von 30 bis 90 °C                                  | •   |
| Besonders wirkungsvoll im Niedrigtemperaturbereich                         | •   |
| Hochwirksam schon bei Temperaturen von 40 °C                               | •   |
| Kurze Einwirkzeit  | •   |
| Gleichmässige Abg. von Sauerstoff durch besondere Stabilisatoren           | •   |
| Schaumregulierend  | •   |
| Hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung                                  | •   |
| Dichte (bei 20 °C) in g/cm <sup>3</sup>                                    | 0,8   |
| Frei von Mikroplastik  | •   |
| <b>Lagerhinweise</b>   |   |
| Minimale Lagertemperatur in °C   | -20   |
| Maximale Lagertemperatur in °C   | 40  |
| Trocken und frostsicher lagern   | •   |
| Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschliessen | •   |
| Nach dem Auftauen ohne Qualitätsverlust verwendbar                         | •   |
| Mindesthaltbarkeit in Monaten  | 24  |

Miele Desinfect - 20 kg  
Desinfektionsvollwaschmittel, Pulver, alkalisch, 20 kg  
zur Reinigung von weissen Textilien und farbechter Buntwäsche.



EAN: 4002516776178 / Materialnummer: 12495060 / Alte Materialnummer: 59707301V1

#### Masse und Gewicht

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Aussenmass, Nettohöhe in mm    | 480      |
| Aussenmass, Nettobreite in mm  | 330      |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm   | 130      |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm   | 480      |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 330      |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm  | 130      |
| Füllgewicht in g               | 20000    |
| Bruttogewicht in kg            | 20,25 kg |

#### Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen

|                 |   |
|-----------------|---|
| GHS/CLP-konform | • |
| RKI-gelistet    | • |