

ProCare Tex 11 COL - 8 kg  
 Buntwaschmittel, Pulver, mildalkalisch, 8 kg  
 zur Farberhaltung und Reinigung von Buntwäsche.

EAN: 4002516775980 / Materialnummer: 12495170 / Alte Materialnummer: 59710201V1



- Zur Anwendung in Miele Professional Waschmaschinen
- Hochkonzentriertes Buntwaschmittel
- Material- und farbschonende Fett- und Schmutzlösekraft
- Volle Waschkraft bereits bei 30 °C
- Sehr guter Farbübertragungsschutz
- Dermatologisch getestet

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Waschmaschinen	•
<b>Waschwirkung</b>	
Ablösekraft von Schmutz	Sehr gut
Lösekraft von Eiweiss	Sehr gut
Lösekraft von Fett	Sehr gut
Antistatische Wirkung	Sehr gut
<b>Dosierempfehlung</b>	
pH-Wert bei 20 °C	10,5
<b>Dosierung</b>	
Manuelle Dosierung	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Minimale Lagertemperatur in °C	-20
Maximale Lagertemperatur in °C	40
<b>Verwendung</b>	
Waschsalons	•
Hotellerie, Gastronomie	•
Reinigung von Sportbekleidung	•
Reinigung der Obergarderobe	•
Reinigung von Berufsbekleidung	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Buntwaschmittel
Alkalität	Mildalkalisch
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Tenside, Duftstoffe, Enzyme, Komplexbildner
Biologisch abbaubar	•
Biologisch wirksam durch spezielle Enzyme	•
Phosphatfrei	•
Besonders wirkungsvoll im Niedrigtemperaturbereich	•
Hochwirksam schon bei Temperaturen von 40 °C	•
Kurze Einwirkzeit	•
Hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung	•
Dichte (bei 20 °C) in g/cm <sup>3</sup>	0,8
Absolut rückstandsfreie Zersetzung	•
Frei von Mikroplastik	•
Einfaches Handling	•
Optimaler Zusatz für alle Waschmittel	•
<b>Lagerhinweise</b>	
Minimale Lagertemperatur in °C	-20
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Trocken und frostsicher lagern	•
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschliessen	•
Nach dem Auftauen ohne Qualitätsverlust verwendbar	•
Mindesthaltbarkeit in Monaten	24
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettöhöhe in mm	245
Aussenmass, Nettobreite in mm	290

ProCare Tex 11 COL - 8 kg  
Buntwaschmittel, Pulver, mildalkalisch, 8 kg  
zur Farberhaltung und Reinigung von Buntwäsche.

EAN: 4002516775980 / Materialnummer: 12495170 / Alte Materialnummer: 59710201V1



Aussenmass, Nettotiefe in mm	290
Füllgewicht in g	8000
Bruttogewicht in kg	8,40 kg
<b>Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen</b>	
GHS/CLP-konform	•