

ProCare Tex 30 C - 5 l

Neutralisationsmittel, Flüssigkonzentrat, sauer, 5 l

zum optimalen Schutz der Textilien durch zuverlässige Neutralisation.



- Zur Anwendung in Miele Professional Waschmaschinen
- Neutralisationsmittel auf Zitronensäurebasis
- Zur sauren Vorwäsche oder zum Einsatz nach dem Hauptwaschgang
- Für alle Waschverfahren geeignet
- Verhindert das Entstehen gelber Flecken
- Stabile, neutrale pH-Werte im Textil

EAN: 4002516776215 / Materialnummer: 12495200 / Alte Materialnummer: 59711101V1

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Dosierempfehlung	
pH-Wert bei 20 °C	2,5
Dosierung	
Für eine automatische Dosierung geeignet	•
Manuelle Dosierung	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
Produkteigenschaften	
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Verwendung	
Hotellerie, Gastronomie	•
Reinigung von Sportbekleidung	•
Reinigung der Obergarderobe	•
Reinigung von Berufsbekleidung	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	193,00
Produkteigenschaften	
Medienart	Neutralisationsmittel
Alkalität	Sauer
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Zitronensäure
Biologisch abbaubar	•
Phosphatfrei	•
Besonders wirkungsvoll im Niedrigtemperaturbereich	•
Hochwirksam schon bei Temperaturen von 40 °C	•
Kurze Einwirkzeit	•
Hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung	•
Dichte (bei 20 °C) in g/cm ³	1,23
Auf Basis 100 % nachwachsender Rohstoffe	•
Absolut rückstandsfreie Zersetzung	•
Frei von Mikroplastik	•
Einfaches Handling	•
Optimaler Zusatz für alle Waschmittel	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Trocken und frostsicher lagern	•
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschliessen	•
Nach dem Auftauen ohne Qualitätsverlust verwendbar	•
Mindesthaltbarkeit in Monaten	24
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettotiefe in mm	249
Aussenmass, Nettobreite in mm	148
Aussenmass, Nettotiefe in mm	193
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	249
Aussenmass, Bruttobreite in mm	148
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	193

ProCare Tex 30 C - 5 l

Neutralisationsmittel, Flüssigkonzentrat, sauer, 5 l

zum optimalen Schutz der Textilien durch zuverlässige Neutralisation.



EAN: 4002516776215 / Materialnummer: 12495200 / Alte Materialnummer: 59711101V1

Bruttogewicht in kg	5,55 kg
---------------------	---------

Füllmenge in ml	5000
-----------------	------

Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
---	--

GHS/CLP-konform	•
-----------------	---