

ProCare Tex 30 C - 10 l

Neutralisationsmittel, Flüssigkonzentrat, sauer, 10 l

zum optimalen Schutz der Textilien durch zuverlässige Neutralisation.



- Neutralisationsmittel auf Zitronensäurebasis
- Zur sauren Vorwäsche oder zum Einsatz nach dem Hauptwaschgang
- Für alle Waschverfahren geeignet
- Verhindert das Entstehen gelber Flecken
- Stabile, neutrale pH-Werte im Textil

EAN: 4002516776222 / Materialnummer: 12495210 / Alte Materialnummer: 59711201V1

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Waschmaschinen	•
<b>Dosierempfehlung</b>	
pH-Wert bei 20 °C	2,5
<b>Dosierung</b>	
Für eine automatische Dosierung geeignet	•
Manuelle Dosierung	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
<b>Verwendung</b>	
Waschsalons	•
Hotellerie, Gastronomie	•
Reinigung von Sportbekleidung	•
Reinigung der Obergarderobe	•
Reinigung von Berufsbekleidung	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Neutralisationsmittel
Alkalität	Sauer
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Zitronensäure
Biologisch abbaubar	•
Phosphatfrei	•
Besonders wirkungsvoll im Niedrigtemperaturbereich	•
Hochwirksam schon bei Temperaturen von 40 °C	•
Kurze Einwirkzeit	•
Hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung	•
Dichte (bei 20 °C) in g/cm <sup>3</sup>	1,23
Auf Basis 100 % nachwachsender Rohstoffe	•
Absolut rückstandsfreie Zersetzung	•
Frei von Mikroplastik	•
Einfaches Handling	•
Optimaler Zusatz für alle Waschmittel	•
<b>Lagerhinweise</b>	
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Trocken und frostsicher lagern	•
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschliessen	•
Nach dem Auftauen ohne Qualitätsverlust verwendbar	•
Mindesthaltbarkeit in Monaten	24
<b>Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen</b>	
GHS/CLP-konform	•