

GN XXL HyClean Pure

16 Staubsaugerbeutel HyClean Pure GN zum Vorteilspreis.
mit bester Filtrationsleistung von 99,99 % durch das Miele AirClean-System.

EAN: 4002516811282 / Materialnummer: 12498250 / Alte Materialnummer: 41996730INT



- 80 % Rezyklat und stärkste Performance – einzigartig am Markt
- Längste Nutzungsdauer dank patentierter 3D-Strömungsrichter
- Sauberes Wechseln des Beutels dank automatischem Beutelverschluss
- Höchste Effizienz beim Staubsaugen mit niedrigen Wattzahlen
- Inhalt: 16 Staubsaugerbeutel, 4 Motorschutzfilter, 4 Abluftfilter
- u.a. für Complete C2, Complete C3, Classic C1, S8, S5, S2