

A 315/1 Modul

zur Kapazitätssteigerung und Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten.



- Steigerung der Injektorkapazität von 22 auf 44 Stück
- Einsetzbar in allen am Markt befindlichen Unterkörben A 151
- Alle gängigen Dental-/HNO-Adapter u. Zubehörteile sind einsetzbar
- Injektordüsen werden nicht mitgeliefert
- Filterrohr A 800 in beiden Injektorleisten verwendbar (nicht mitgeliefert)
- Bestückungsmasse im Unterkorb A151: H 210 +/- 30, B 383, T 479 mm

EAN: 4002516881186 / Materialnummer: 12531630 / Alte Materialnummer: 69631501D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Einsatz für HNO-Instrumentarium	•
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Möglichkeit zum Einsatz eines Zentralfilters	•
Kapazität	
HNO-Instrumente [Anzahl]	22
Übertragungsinstrumente [Anzahl]	22
Sauger [Anzahl]	22
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	22
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	118
Aussenmass, Nettobreite in mm	492
Aussenmass, Nettotiefe in mm	503
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	165
Aussenmass, Bruttobreite in mm	505
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	2,91
Bruttogewicht in kg	3,67
Beipack	
A 838 Schlüsselset [Anzahl]	1