


APWD 153

Korb

zur Aufnahme marktüblicher DIN-Siebschalen sowie diverser Einsätze.

EAN: 4002516847540 / Materialnummer: 12537450 / Alte Materialnummer: 69615300D



## Produktzugehörigkeit

Thermodesinfektoren

•

Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin

•

## Gerätezugehörigkeit

PWD 8682 C

•

## Produktkategorie

Lafette/Korbträger

•

## Produkteigenschaften

Material

Edelstahl, Kunststoff

Farbe

Edelstahl, Schwarz

## Anwendungsbereich

Aufbereitung von GYN-Instrumentarium

•

Aufbereitung von HNO-Instrumentarium

•

Aufbereitung von Dental-Instrumentarium

•

Aufbereitung von VET-Instrumentarium

•

Aufbereitung von Podologie-Instrumentarium

•

Aufbereitung von Schüsseln

•

Aufbereitung von Nierenschalen

•

Aufbereitung von OP-Instrumenten

•

Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten

•

Aufbereitung von Trays/Tabletts

•

Aufbereitung von Siebschalen

•

Aufbereitung von Kleinteilen

•

Aufbereitung von diversen Utensilien

•

## Kapazität

DIN-Siebschalen [Anzahl]

2

## Masse und Gewicht

Aussenmass, Nettohöhe in mm

88

Aussenmass, Nettobreite in mm

530

Aussenmass, Nettotiefe in mm

522

Aussenmass, Bruttohöhe in mm

115

Aussenmass, Bruttobreite in mm

540

Aussenmass, Bruttotiefe in mm

553

Nettogewicht in kg

1,86

Bruttogewicht in kg

2,46