

TU HyClean Pure

Staubsaugerbeutel HyClean Pure TU

mit bester Filtrationsleistung von 99,99 % durch das Miele AirClean-System.

EAN: 4002516829751 / Materialnummer: 12557060 / Alte Materialnummer: 41996682INT



- 80 % Rezyklat und stärkste Performance – einzigartig am Markt
- Längste Nutzungsdauer dank patentierter 3D-Strömungsrichter
- Noch hygienischer durch automatischen HyClose Beutelverschluss
- Höchste Effizienz beim Staubsaugen mit niedrigen Wattzahlen
- Inhalt: 4 Staubsaugerbeutel, 1 AirClean-Abluftfilter
- Geeignet für alle Guard L1 und Guard S1 Modelle